



Høykvalitets EKG-testing som er tilpasset din praksis og ditt budsjett



Vi lanserer Welch Allyn CP 50™; en enkel og rimelig elektrokardiograf.

Med nye Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf får du mulighetene til en fullfunksjons-EKG i en kompakt, rimelig og brukervennlig pakke. Med enkel enknappsbetjening gjør CP 50 det lett å utføre EKG-testing for opplært helsepersonale på alle ferdighetsnivåer. Med avanserte funksjoner, som berøringskjerm i fullfarge, termisk skriver med høy oppløsning og et fullt utvalg av journalsystem koplinger gir CP 50 deg alle alternativer din praksis trenger til en pris som passer budsjettet.



BRUKERVENNLIG

Berøringskjerm

Enknappsbetjening som veileder deg enkelt og raskt gjennom hver test.



LETTFATTELIG

Skjerminstruksjoner

Du sparer verdifull tid, og kan være sikker på nøyaktig EKG registrering, med varslings om dårlige signaler.



LETT Å AVLESE

Programmerbare rapportformater


Skriver ut rapporter i det formatet som passer best for deg, med en termisk skriver med høy oppløsning.

Send data dit du trenger dem med Welch Allyn CP 50 ECG



Lett og bærbar

- Enknappsbetjening gir raskt oppsett og drift
- Koffert som tilleggsstyr
- Flyttbart stativ som tilleggsutstyr
- Veier bare litt over 2 kg



Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation

Samle kardiopulmonale data med Welch Allyn CardioPerfect™ arbeidsstasjon

- Administrer pasientinformasjon med tester utført med hele Welch Allyn's utvalg av kardiopulmonalt utstyr
- Papirfri effektivitet
- Lagre, hent frem, se gjennom, sammenlign og rediger diagnostiske prøvedata fra enhver datamaskin på nettverket
- Hent frem journaler med et tastetrykk, og se gjennom og rediger dem direkte på skjermen
- Få tilgang til informasjonen fra undersøkelsesrommet, kontoret eller hjemmefra



Welch Allyn CP 50
Overfør informasjon
via USB

Welch Allyn
CardioPerfect™
Workstation



Registrer testdata og pasientinformasjon i individuelle pasientjournaler i ditt journalsystem for analyse og permanent lagring

Koble til, administrer og del pasientinformasjon

Med en USB eller ethernet forbindelse kan du overføre pasientdata fra CP 50 til Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation, slik at din praksis kan koble seg til forskjellige systemer, plattformer eller til og med til kolleger – hvor som helst på ditt legekantor eller andre steder i verden.



Telemedisin

Forbedre diagnosemulighetene med telemedisin

Bruk CP 50 sammen med CardioPerfect Workstation til å overføre testdata digitalt for ekspertvurdering og lagring på sentralt server.



Fleksible konfigurasjonsalternativer som dekker behovene ved din praksis

Velg den CP 50-modellen som passer best for dere



CP 50™

- Pålitelig berøringsskjerm
- Valgfri MEANS EKG tolkning
- Termisk skriver med høy oppløsning

CP 50™ Plus med nettverkstilkobling

Omfatter alle funksjonene til CP 50, pluss:

- Kan kobles til deres EMR
- Ekstern utskriftsmulighet
- Programmerbare pasientinntastingsfelt
- Administrasjonskontroller

Valg av tilleggsutstyr: AHA, IEC, gjenbrukbare elektroder/engangselektroder

Språk: engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, portugisisk, polsk, dansk, nederlandsk, kinesisk, russisk, norsk, svensk

Strømkilde: Tilgjengelig med støpsler for alle strømkilder.

Kontakt din lokale Welch Allyn forhandler eller -distributør for en komplett konfigurasjonsliste, eller gå til www.welchallyn.com/CP50 i dag for mer informasjon.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn Corporate Headquarters
4341 State Street Road
P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220
USA
Telefon: +1 315 685 4602
+1 800 535 6663
Fax: +1 315 685 0054

Welch Allyn kundeservice for Europa: +353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
Kina: +86 21 6327 9631
Frankrike: +33 155 69 58 49
Tyskland: +49 6950 985 132
Latin-Amerika (Miami-kontor): +1 305 669 9003

Malaysia: +603 78753341
Nederland: +31 202 061 360
Singapore: +65 6419 8100
Sverige: +46 858 536 551
Storbritannia: +44 207 365 6780

www.welchallyn.com/CP50