

Vaskulære Dopplex dopplere

Modell	Rheo II	Multi II	Super II	Mini
Art. nr.	RD2P	58559	58556	58555
PPG* evne	●			
Kan benytte alle 8 ulike prober	●	●	●	●
Kan tilkobles fetal probe (kun lyd)	●	●**	●	●
Leveres med probe				
Kan tilkobles Printa Dopplex printer	●	○		
Ikke-retningsbestemt bølgeform opptak				●
LCD display, som viser bidireksjonal måling av blodstrøm	●	●	●	
Kan tilkobles Reporter software	○	○		
Inne bygget høyttaler	●	●	●	●
Stereo lyd i høyttaler	●	●	●	
Mulighet for høretelefoner	●	●	●	●
Aktiv støy reduksjon	●	●	●	●
Gain knapp	●	●	●	
Cal (kalibrerings) funksjon	5 nivå	5 nivå		3 nivå
Belte klips	●	●	●	●
Hals snor	○	○	○	○
Batteritype	9V	9V	9V	9V
Levetid batteri (1. min. unders.)	250	250	250	500
Lavt batteri indikasjon	●	●	●	●
Kan benytte oppladbart batteri	○	○	○	○
Slår seg automatisk av	●	●	●	●
Mulighet til å feste på stativ	○	○	○	○
Dimensjon: Lengde	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Bredde	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Dybde	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Vekt (inkludert probe og batteri)	295 gr.	295 gr.	295 gr.	295 gr.
Probe kabel lengde (utstrukket) ca.	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
Garanti	3 år***	3 år***	3 år***	3 år***

- Standard
- Printer, hals snor, oppladbart batteri og stativ er tilgjengelig som tilbehør
- * Photoethismography, benyttes for å sjekke venene for eks. DVT
- ** Multi II kalkulerer og skriver også ut fosterlyden
- *** 3 års garanti på apparatet, 1 år på kabel og probe - alt av garanti vilkår og betingelser er tilgjengelig ved forespørsel

Fetale Dopplere

Modell	Audio	Fetal	Fetal II
Art. nr.	58554	FD1-P	58558
Fosterlyd på display		●	●
Vannrett 2 MHz probe	●	●	
Leveres med probe	●	●	
Kan benytte vaskulære prober			●
Kan tilkobles Printa Dopplex printer			○
Mulighet for høretelefon tilkobling	●	●	●
Inne bygget høyttaler	●	●	●
Belte klips	●	●	●
Hals snor	○	○	○
Batteritype	9V	9V	9V
Levetid batteri (1. min. unders.)	500	250	250
Lavt batteri indikasjon	●	●	●
Kan benytte oppladbart batteri	○	○	○
Når i bruk, automatisk slås automatisk av etter (min.):	10	10	10
Når ikke i bruk, slås automatisk av etter (min.):	3	3	3
Mulighet til å feste på stativ	○	○	○
Dimensjon: Lengde	140 mm	140 mm	140 mm
Bredde	74 mm	74 mm	74 mm
Dybde	27 mm	27 mm	27 mm
Vekt (inkludert probe og batteri)	295 gr.	295 gr.	295 gr.
Probe kabel lengde (utstrukket) ca.	180 cm	180 cm	180 cm
Garanti	3 år*	3 år*	3 år*

- Standard
- Printer, hals snor, oppladbart batteri og stativ er tilgjengelig som tilbehør
- * 3 års garanti på apparatet, 1 år på kabel og probe - alt av garanti vilkår og betingelser er tilgjengelig ved forespørsel

Alle dopplerne fra Huntleigh tilfredsstiller kravene til:
EN60061-1:1990, EN60061-1:1988, EN60061-1:1993

Medinor AS Oslo
PB 94 Bryn
0611 Oslo
Tlf. 22 07 65 00
Fax. 22 07 65 05

Medinor AS Bergen
PB 303 Sentrum
5804 Bergen
Tlf. 55 94 83 10
Fax. 55 34 23 34

Medinor AS Sandnes
Luramyrvеien 11
4313 Sandnes
Tlf. 51 63 79 79
Fax. 51 63 79 80

Medinor AS Trondheim
Travbaneveien 1
7044 Trondheim
Tlf. 73 82 64 50
Fax. 73 82 64 60