



*Den raskeste
veien til
resultatet
du kan stole på.*



Fostervannsl lekkasje?

Nøyaktig diagnose med actim™ PROM test minsker risiko for komplikasjoner, og kan spare pasienter og helsevesen for unødvendige og kostbare observasjonsdøgn i sykehus.

Den originale hurtigtesten for påvisning av ruptur av fostermembraner.

- Immunologisk dipstick-test basert på monoklonale antistoff
- Påviser IGFBP-1 fra fostervann i vaginale prøver
- Rask prøvetaking – med eller uten speculum
- Optimal sensitivitet – minimal interferens
- Meget godt klinisk dokumentert
- Meget sensitiv test som påviser selv mikrorupturer
- Gir raske og pålitelige svar med ekstremt høy spesifisitet

